



## Kulpatron Ballograf Epoca

Kulpatron som passar till Ballografs samtliga pennor. Medium blå och svart är godkända för Svenskt arkiv och ISO 11798. Observera att Fine är inte certifierat Svenskt Arkiv eftersom den släpper ut för lite bläck för att leva upp till kravet på ljusbeständighet. Skrivlängd 8000m.



### Specifikation

Art. nr	2213771
Färg	Blå
Märke	Ballograf
Förklaring av miljöinformation	Refillsystem (materialbesparande)
Typ	Medium Svenskt Arkiv
För hel kartong ange	12 st
Nedladdningsbara filer	