



Digitaltermometer -50 +300°C Utfällbar sticka

Artikelnummer: 500091
Märke: Viking
Leverantör: Termometerfabriken
Viking AB
Förpackning: 1x1
Minsta beställning: 1 st
Lev.artnr: 503

Material & skötsel

Färg: Vit
Huvudmaterial: Plast
Materialspecifikation: ABS
Kompletterande material: Rostfritt



Produktbeskrivning

Rejäl grill/kontrolltermometer för mat med utfällbart metallspjut av rostfritt stål. Max/Min funktion. Mätområde -50 till +300C. Mått 165X45MM. Drivs med ett st LR03 AAA batteri (medföljer). Automatisk avstängning.