



DINAPP MAM

2x Napp

Enkelt byte från amning till flaska

Enkelt byte från amning till flaska

Bebisar tycker instinktivt om MAM:s dinapp med den sidenmjuka MAM Silk Teat®-ytan – en drick-upplevelse som känns helt rätt.

Bevisad effekt: 94 % av bebisarna accepterar MAM Silk Teat®*
(* marknadsundersökning 2008-2009 med 995 deltagande bebisar)

- För 2+ månader
- Särskilt lämplig för mjölk
- Symmetrisk form – ligger alltid perfekt i bebisens mun

Art nr	Storlek
10016022	1
10016023	2
10016024	3
10016025	X

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediqsverige.se