



## DIFLASKA MAM

### Anti-Colic 260ml Nature Sky

Självsteriliserande funktion



MAM Anti-Colic är den perfekta flaskan när du enkelt vill växla mellan amning och flaska.

- MAM dinapp av **Silk Teat®**, en unik silkeslen silikonyta som känns så välbekant.
- MAM:s ventilerade botten gör att bebisen inte sväljer luft, **det bidrar till att minska risken för kolik hos 80 % av bebisarna.\***
- **Extra vid öppning gör flaskan lätt att fylla och diska.**
- **Med självsteriliserade funktion:** perfekt när du är på språng!

\* Marknadsforskning i USA 2010, n=35 / fältstudie i Österrike 2011, n=73

Art nr

10016027

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)