



PULSOXIMETER NONIN NEONATAL

Serien Nonin 6000 innefattar ett elastiskt tyg för enklare placering på barn och spädbarn. Det häftande, elastiska tyget är utformat för enkel och säker placering samt även för frekvent omplacering.

6000CN Infant innefattar en meter kabel (låda med 24 st) för patienter i viktklass < 2 kg.

Pulsoximetern placeras på foten.

Art Nr

10016059

Leverantör

IM-MEDICO
profession & kvalitet



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediqsverige.se