



## SUTUR POLYAMIDFIBER

Sutur Polyamidfiber 3X50 cm 3/8

En syntetisk, monofil, icke-resorberbar sutur. Med Ethilon får användaren en smidig, icke-resorberbar sutur av Polyamid 6 som ger hög vävnadsvänlighet, styrka och knutstabilitet. Ethilon erbjuds svart och blå för god synlighet men finns även ofärgad.

Blå Ethilon rekommenderas specifikt för hudförslutning.

Artikelnummer

10016101

Leverantör

*Johnson & Johnson*

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)