



## SUTUR VICRYL 2-0

Vicryl Plus motsvarar den traditionella Vicryl-suturen (polyglactin 901) utökad med en beläggning som ger ett antibakteriellt skydd. Hanteringsegenskaper, knutstabilitet och "enkelt glid" genom vävnaden är identiska som för Vicryl.

Vicryl Plus hämmar kolonisering av bakterier inklusive *S. epidermis* och *S. aureus* och dess methicillinresistenta stammar och bildar en hämmande zon runt suturtråden.

Vicryl Plus innehåller Irgacare MP som är den mildaste och renaste formen av bredspektrum-antibakteriella ämnet triclosan. Nedbrytning sker också här via hydrolys.

Vicryl Plus kvarvarande styrka:

2 veckor - 75%

3 veckor - 50%

4 veckor - 25%

suturen skall vara helt resorberad efter 56 -70 dagar.

Artikelnummer

10016102

Leverantör

Johnson & Johnson

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)