

Istärningspåsar

Praktisk dispenserförpackning med självförslutande påsar för att tillverka istärningar. Påsarna fylls med vatten, vänds upp och ner för att stängas och läggs sedan i frysen. Fungerar även utmärkt för infrysning av juice och saft. Varje påse ger 24 isbitar.



Istärningspåsar

ART.NR	FORMAT	FÄRG	ANTAL/FÖRPACKNING	ANTAL/KARTONG	ANTAL/PALL
4200028	180 x 335 + 50 mm	Blåinfärgade	10 påsar à 24 bitar	48 dispenserförp.	27 kartonger