



Märkpenna

Märkpenna för sterilisering

En permanent, tillförlitlig tunn märkpenna som kan användas på kartong, papper, gummi, läder, metall, glas, porslin, syntetmaterial, och polystyren. Bläcket torkar omedelbart och är motståndskraftigt mot vatten, ljus, förändringar i miljön samt värme. Bläcket är giftfritt. Märkningen varar minst ett år under normala förhållanden. Undvik extrema temperaturer under lagring. Pennhuvudet indikerar färgen på bläcket.

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Art.nr.	Färg	Tjocklek	Förp.
10016771	svart	Fin 0,75 mm	10
10016772	röd	Fin 0,75 mm	10
10016182	blå	Fin 0,75 mm	10
10017788	tjock svart	Tjock 1,0 mm	10

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com