



Leverantör:
Wipak

Steriliseringspåsar och rullar med bälg

Steriliseringspåse papper/plast avsedd för paketering av mindre instrument samt mindre containrar. Påsarna är tillverkade av transparent, 9-lagers ljusgrön plastfilm som är vattenavvisande samt 70 g/m² medicinskt specialpapper. Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen vars gröna färg även gör det möjligt att kontrollera de svetsade fogarna. Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO sterilisering. Förseglings temperatur 165-190°C.

På rulle

Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp.
10016779	B35	100 x 50 x 300 mm	50 / 500
10016183	B30	100 x 50 x 360 mm	50 / 500
10016775	B31	150 x 50 x 400 mm	50 / 500
10016776	B32	150 x 50 x 460 mm	50 / 500
10016780	B36	200 x 55 x 400 mm	50 / 250
10016777	B33	200 x 55 x 500 mm	50 / 250
10016781	B37	250 x 65 x 480 mm	50 / 250
10016778	B34	300 x 80 x 550 mm	50 / 250
10016184	B38	420 x 100 x 570 mm	50 / 250

Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp.
10016245	RB50	75 x 20 mm x 100 m	1 / 4
10018606	RB51	100 x 50 mm x 100 m	1 / 3
10018607	RB52	150 x 50 mm x 100 m	1 / 2
10018608	RB53	200 x 55 mm x 100 m	1 / 1
10018609	RB54	250 x 65 mm x 100 m	1 / 1
10018610	RB55	300 x 80 mm x 100 m	1 / 1
10016246	RB56	350 x 80 mm x 100 m	1 / 1
10018611	RB57	400 x 80 mm x 100 m	1 / 1
10017911	RB59	500 x 80 mm x 100 m	1 / 1



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com