

Position 765 - 767

Steril elastisk binda – Best Cotton

Latexfri – flergångs-

100% Bomull

Gramvikt: 145 g/m² ± 2%

Warp antal trådar/10cm: 175 ± 2

Weft antal trådar/10cm: 122 ± 2

Längd:

Osträckt: 2,2 m ± 5%

Utsträckt: 4,2 m ± 5%

Elasticitet: ≥ 100% ± 5%



Indikationer: Fixering, stöd och avlastning

Färg: Oblekt

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD annex 5

Tvättråd: 90 °C

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Längd	Avd fp st	Trp fp st
3250051	6 cm x 4 m	20 x 1	4 x 20 x 1 = 80
3250052	8 cm x 4 m	20 x 1	4 x 20 x 1 = 80
3250053	10 cm x 4 m	20 x 1	4 x 20 x 1 = 80
3250054	12 cm x 4 m	20 x 1	4 x 20 x 1 = 80
3250055	15 cm x 4 m	15 x 1	4 x 15 x 1 = 60