


[HEM](#)
[OM VITRI](#)
[NYHETER](#)
[PRODUKTER](#)
[KONTAKTA OSS](#)

ViTri:Seal



Produktbeskrivning:

Högelastisk lättviktsbinda (långsträcksbinda) för kompressionslindning. Material av 93% viskos, 7% polyamid, 4% elastan. Elasticitet ca 175%. Vit med blå applikationsränder. Latexfri samt har latexfria bindfästare. Finns både ren samt steril. Tvättas i 60 grader C alternativt steriliseras i autoklav vid 134 grader C. Längd osträckt: 4,35m, sträckt 12m.

Användningsområde:

För kompressionslindning efter kärlkirurgi, venös insufficiens, vid lindning av amputationsstumpar där den mindre breda lindan rekommenderas för underbensamputationer och den bredare lindan för lärbensamputationer.

Artnr	Beskrivning	Förpackning
30740	10cm x 12m, ren	8st/avdfp, 80st/trpfp
30741	15cm x 12m, ren	8st/avdfp, 80st/trpfp
30742	10cm x 12m, steril	8st/avdfp, 96st/trpfp
30743	15 cm x 12m, steril	8st/avdfp, 96st/trpfp