



## Ultraljudsgel



### Produktbeskrivning:

Vattenlöslig, saltfri, trögflytande, ultraljudsgel. Irriterar ej huden och skadar ej den tekniska utrustningen. Finns som färgad och ofärgad. Gel finns även sterilt förpackad i kuvert för undersökningar som så kräver. Gelen appliceras i enlighet med apparattillverkarens instruktioner för att uppnå en god akustisk kontakt.

### Användningsområde:

För samtliga förekommande ultraljudsundersökningar / behandlingar där det behövs ett medicinskt ultraljudsgel. Undvik kontakt med ögonen. För bästa komfort kan gelvärmare användas. Finns som tillbehör till 250g flaskor.

Artikelnummer	Beskrivning
ULTRGEL260 (Eco, färgad)	Flaska 250g, trp fp 72st.
ULTRGELCLEAR250 (Eco, ofärgad)	Flaska 250g, trp fp 72st.
ULTRGEL5L (Eco, färgad)	Dunk 5l, trp fp 4st.
ULTRGELCLEAR5L (Eco, ofärgad)	Dunk 5l, trp fp 4st.
PUMP5L	Pump till 5l dunk, 1st.
ULTRGEL20GST (Parker,steril)	Kuvert 20g, avd fp 48st, trp fp 96st.
ULTRAGEL250P (Parker, färgad)	Flaska 250ml, trp fp 12st.

ViTri Medical AB

Tel: 08-747 76 60

Värmdövägen 703

Fax: 08-747 76 79

132 35 SALTSJÖ-BOO

info@vitri.se

www.vitri.se