

Urologi med tillbehör > Förfyllda sprutor KAD



Sterila förfyllda sprutor för engångsbruk och endast för fyllning av ballongen i Foleykatetrar.

- Minskar risken för diffusion när man använder 10% glycerinlösning (glycerin, sterilt vatten)
- Klar att användas från steril förpackning som ger hög patientsäkerhet och bekvämlighet

Materialspecifikation:

Sterilt vatten + 10% glycerin (Ref 20350)

Sterilt vatten (Ref 20351)

Spruta:

Polypropylen homopolymer

Skyddspropp:

TPE (styrene block copolymer)

Sterilisation:

Strålning

Uppfyller standard:

MDD93/42/EEC, CE märkt Class 1 2007/47/EC, EN 980:2008, EN1041:2008, EN ISO 11737-1:2006, EN ISO 13485:2003, EN ISO, 14971:2007, EN ISO 11737-2:1998, EN ISO 11137:2006 (1&2)

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
20350	Förfylld spruta 10 ml , 10% glycerin & sterilt vatten/KAD	25	200	N	N	S	0
20351	Förfylld spruta 10 ml, sterilt vatten/KAD	25	200	N	N	S	0

Produktbladsnr 1008

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2016-10-25 08:44

