

Hem > Produkter > Regionalanestesi > Epiduralanestesi > Tillbehör > Perifix® PinPad

Product-Overview
Regionalanestesi

Spinalanestesi

Epiduralanestesi

Kombinerad spinal- och epiduralanestesi

Perifier regionalanestesi

► **Product-QuickFinder**

Perifix® PinPad

Clip-on fixeringssystem för epiduralfilter

Description

Säker och enkel fixering av Perifix®-filter 0,2 mm
Självhäftande



Perifix® PinPad

More Info
Pictures (2)

Perifix Pin Pad

JPEG [79 KB]

Perifix® PinPad

JPEG [136 KB]

Översikt | Hemsidor | Användningsvillkor | Förläggare | Policy för datasäkerhet
© Copyright 2015 B. Braun Sverige