

Veri-Color® 110

Identitetsband för små barn - spädbarn
Bandlåsning med knapp, isticketikett



Användningsområde

Veri-Color® serie 110 är avsett att användas för identifiering av små barn/spädbarn.

Bandlåsning

Bandlåsningen görs med hjälp av en säkerhetslåsknapp i plast. När knappen har stängts går den inte att öppna igen.

Överföring av patientdata

Veri-Color® levereras i kartong med 250 band tillsammans med tillhörande isticketikett för patientdata. Överföring av patientdata från patientkort till etikett kan göras med manuell, elektrisk eller elektronisk avdragsutrusning.

Material, etikettstorlekar, sortiment

Veri-Color® är tillverkat av polyvinylklorid och är FTALATFRI. Bandet är mycket mjukt med väl avrundade kanter och har en ficka för isticketikett.


Den del av bandet som ligger mot huden är korrugerad vilket ger minsta möjliga kontakt med huden och sörjer för maximal ventilation. Det gör bandet bekvämt att bära även under mycket lång tid. Bandet finns endast i genomskinligt.

Etiketterna är lätt vattenavvisande, blockade och formatet är 55 x 16 mm. Ett block med etiketter medföljer i varje förpackning.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
110PF-10-PDJ	Veri-Color 110-10, transparent Ftalatfri	250st	4 x 250

Veri-Color® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.