


Andningsvård > Oxygenbehandling



Enkla ändamålsenliga produkter för andningsvård.

Kateter för direkt nasal administrering av oxygen.
Sterila och individuellt packade om 100 st..
Mjuk skumgummi tuss (tillverkad av skumplast i Polyeter) för näsan. .
Han-anslutning mot oxygenkällan.


Artikelnummer	CH / Diameter
OC-7110	10ch / Ø 3.33mm
OC-7112	12ch / Ø 4.00mm
OC-7114	14ch / Ø 4.66mm



Twin- kateter för direkt nasal administrering av oxygen.
Höggradigt rena i förpackning. Justerbar huvudrem.
2 m lång anslutningsslang med hon-anslutning.

100 st per box.

Artikelnummer	Längd
ON-7200	2.0m



Material: Samtliga produkter tillverkade av PVC med DEHT som mjukgörare. Latexfritt.

Steriliseringsmetod: Etylenoxid.

Standards: Alla produkter enligt EN ISO 13485:2012, ISO 9001-2008.

Tillbehör: Oxygenslang (bubblsång), transparent grön förlängning med hon-anslutning men kan klippas för önskad övrig anslutning.

Förpackning: Dispenserkartong, höggradigt ren (Klass 8 - Clean room) **Längd:** 30 meter

Material: Tillverkad av PVC med DEHT som mjukgörare. Latexfritt.

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
OC-7000	Anslutningsslang Oxygen 1,8 m standardlumen	0	0	N	J	OS	NEJ
OC-9000	Anslutningsslang Oxygen 1,8 m stjärnlumen	0	0	N	J	OS	NEJ
OC-9009	Anslutningsslang Oxygen 2,4 m stjärnlumen	0	0	N	J	OS	NEJ
OC-7009	Anslutningsslang Oxygen 2,7 m standardlumen	0	0	N	J	OS	NEJ
OL-8400	Slang Oxygen 30m 3mm grön (bubbel)	1	36	N	J	OS	DEHT
ON-7200	Syrgasgrimpa Vuxen	0	0	N	J	OS	NEJ
OC-7110	Syrgaskateter grön m mjuk propp 10ch ID 3.33mm	100	500	N	J	OS	NEJ
OC-7112	Syrgaskateter grön m mjuk propp 12ch ID 4.00mm	100	500	N	J	OS	NEJ
OC-7114	Syrgaskateter grön m mjuk propp 14ch ID 4.66mm	100	500	N	J	OS	NEJ

