

603173 Tallrik flat 15cm



Produktbeskrivning

Varumärke	Migi
Kategori	NonFood
Vikt/Volym	8,18 kg (20x100 st) varav avrunnen vikt 2000 kg 0,409 kg (1x100 st) varav avrunnen vikt 100 kg

Menigo

Box 10013 | Arenavägen 61 | 121 26 Stockholm-Globen | www.menigo.se

Stockholm
08-722 14 00

Göteborg
031-336 20 00

Malmö
040-28 59 00

Karlstad/Sundsvall
054 -67 02 00



Menigo

Box 10013 | Arenavägen 61 | 121 26 Stockholm-Globen | www.menigo.se

Stockholm

08-722 14 00

Göteborg

031-336 20 00

Malmö

040-28 59 00

Karlstad/Sundsvall

054 -67 02 00

