



[Visa större](#)

AQUACEL® Ag+ förband

AQUACEL® Ag+ förband är ett antimikrobiellt primärförband som kan användas vid behandling av infekterade sår eller sår med risk för infektion. Förbanden är framtagna för att hantera tre vanligt förekommande utmaningar inom sårbehandling - sårvätska, infektion och biofilm. AQUACEL® Ag+ förband består av välbeprövad Hydrofiber® teknologi och Ag+ teknologi - en unik sammansättning av silver och ämnen som har nedbrytande effekt på biofilm.¹ AQUACEL® Ag+ förband finns tillgängligt som AQUACEL® Ag+ Extra förband och AQUACEL® Ag+ band.

AQUACEL® Ag+ Extra förband består av två lager av Hydrofiber® teknologi som sammanfogast med insydda förstärkande trådar. Den ökade mängden material och de förstärkande trådarna gör att förbandet är 50% mer absorberande och 9 gånger starkare än standardversionen av AQUACEL® Ag förband.²

AQUACEL® Ag+ band är också förstärkta med insydda förstärkande trådar.

* Som visats *in vitro*

Beställningsinformation			Produktegenskaper	
ConvaTec kod	Svenskt Vnr	Beskrivning	Storlek	Antal/fp
413566	413566	Aquacel Ag+ Extra förband	5x5cm	10 st/transportförpackning
413567	413567	Aquacel Ag+ Extra förband	10x10cm	10
413568	413568	Aquacel Ag+ Extra förband	15x15cm	5
413569	413569	Aquacel Ag+ Extra förband	20x30cm	5
413581	413581	Aquacel Ag+ Extra förband	4x10cm	10
413598	413598	Aquacel Ag+ Extra förband	4x20cm	10
413599	413599	Aquacel Ag+ Extra förband	4x30cm	10
413570	413570	Aquacel Ag+ band med förstärkande fibrer	1x45cm	5