



Kliniderm

Superabsorberand förband

Sterilt superabsorberande förband

Kliniderm superabsorberande förband är avsedda att användas i måttlig till kraftigt vätskande sår. Förbandet innehåller superabsorbenter som absorberar flera gånger sin egen vikt och "kapslar in" vätskan i förbandet.

Kliniderm superabsorberande förband kan även absorbera blod i en mindre mängd, vilket minimerar risken för maceration av omgivande hud.

Förbandet har ett vätskeavvisande blå baksida och innehåller inget lim eller bindemedel och kan användas under kompression.

Finns i sterila och osterila versioner

De sterila versionerna steriliseras med EO

Art.nr.	Storlek	Utförande	Förp.
10016396	7,5 x 7,5 cm	sterilt	50 st per förp.
10016397	10 x 10 cm	sterilt	50 st per förp.
10016398	10 x 20 cm	sterilt	50 st per förp.
10016401	15 x 20 cm	sterilt	10 st per förp.
10016399	20 x 20 cm	sterilt	15 st per förp.
10016400	20 x 30 cm	sterilt	10 st per förp.
10016402	10 x 10 cm	osterilt	100 st per förp.
10016403	10 x 20 cm	osterilt	50 st per förp.
10016404	20 x 20 cm	osterilt	50 st per förp.

Leverantör

KLINION®

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com