



Steriliseringspåse TEX-Line

Steriliseringspåse nonwoven/plast

Sterilpåse nonwoven/plast avsedd för förpackning av stora och tunga produkter. Laminatpåsen är gjord av transparent, multi-X9 plastfilm, samt en avvisande 60 g/m² nonwovenduk.

Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och etylenoxid. Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen. Förseglings temperatur vid 150-180°C.

Mediq art.nr	Art.nr.	Storlek	Förp.
10016258	SNW2040	205 x 400	500
10016422	SNW2744	270 x 440	500
10016423	SNW3250	320 x 500	500
10016424	SNW4260	420 x 600	300
10016425	SNW5065	500 x 650	200
10016426	SNW5075	500 x 750	200
10016427	SNW5775	570 x 750	200

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, kundservice@mediq.com, www.mediq.se

2022-08