



Objektglas med häftförmåga

Leverantör: [VWR Collection](#)



Objektglasen med häftförmåga eliminerar nästan helt bakgrundsfärgning i vanlig HE-färgning. Överlägsen vad gäller cellvidhäftning för cytocentrifugapplikationer och Papanicolaou-färgning.

- Permanent positiv laddning som binder fräska vävnads-och cytologiska prover till objektglaset
- 90° slipade kanter 5 olika färgade mattfält att välja på
- Rengjorda och polerade

Electrostatically binds tissue sections to the slide virtually preventing any loss during staining.

Cytology preparations placed on these slides resist cell loss during enzyme digestion, DNA denaturation and RNA hybridisation.

BxD	Tjocklek	Färg	LxB	Förp.	VWR art.nr
-	-	Vit	75x25 mm	72	631-0108P