

Påsar och påsar på rulle

Tyvek påsar och påsar på rulle med STERRAD® kemisk indikator är avsedda att användas för att lagra medicinsk utrustning som steriliseras terminalt i STERRAD® steriliseringssystem.

En kemisk indikator (process indikator klass 1A enligt ISO 11140-1/EN867-1) är tryckt på framsidan av påsarna/rollarna mellan svetsningarna. Indikatorn indikerar inte sterilitet, de indikerar endast att indikatorn utsatts för väteperoxid. Färgen på den kemiska indikatorn ändrar färg från röd till gul (eller ännu ljusare) när den kommer i kontakt med väteperoxid.

Påsarna/Rullarna är tillverkade av två material. Den transparenta delen består av polyetylen/polyesterlaminat och den vita delen består av Tyvek (Tyvek 4057B), ett spinnbundet polyolefinmaterial. Tyvekmaterialet som används i påsarna/rollarna är ett ovanligt tunt packningsmaterial vilket reducerar mängden avfall. Tyvek är starkare än papper och släpper inga partiklar när påsen öppnas. Allt tryck är placerat på framsidan av påsen/rollen. Lotnummer är tryckt på varje påse/rulle.

Art nr	Produktbeskrivning	Antal/förs.enhet
12521U	75 mm x 200 mm	250
12526U	100 mm x 260 mm	250
12532U	150 mm x 320 mm	250
12541U	200 mm x 400 mm	250
12544U	200 mm x 650 mm	100
12548U	250 mm x 480 mm	100
12557U	250 mm x 600 mm	100
12559U	300 mm x 650 mm	100
12560U	350 mm x 750 mm	100
12407U	75 mm x 70 m	1 rulle
12410U	100 mm x 70 m	1 rulle
12415U	150 mm x 70 m	1 rulle
12420U	200 mm x 70 m	1 rulle
12425U	250 mm x 70 m	1 rulle
12435U	350 mm x 70 m	1 rulle
12442U	420 mm x 70 m	1 rulle
12450U	500 mm x 70 m	1 rulle

