



CB



SSDC



Skyddspåsar

Skyddspåsar tillverkade av höghållfast, flerskiktad transparent plastfilm. Produkten är avsedd för att skydda redan steriliserade och packade produkter mot damm och fukt under transport och lagring. Inte lämplig för sterilisering. (undantag: strålningssterilisering).

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Finns i två olika varianter, vanlig påse samt självförslutande.

Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp.
10016782	CB1	150 x 270 mm	100 / 1000
10016811	CB2	200 x 300 mm	100 / 1000
10016812	CB3	250 x 400 mm	100 / 1000
10016813	CB4	300 x 500 mm	100 / 500
10016814	CB5	400 x 550 mm	100 / 500
10016094	CB6	420 x 700 mm	100 / 500
10016095	CB7	500 x 800 mm	100 / 500

Skyddspåsar självförslutande

Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp.
10016460	SSDC10	150 x 270 mm	100 / 1000
10016461	SSDC20	200 x 300 mm	100 / 1000
10016462	SSDC30	250 x 400 mm	100 / 1000
10016463	SSDC40	300 x 500 mm	100 / 500
10016464	SSDC60	400 x 550 mm	100 / 500

Leverantör

WIPAK

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com