



# Autoklavtejp

Autoklavtejp med indikator för ångsterilisering.  
Klass 1 processindikator för utskrift.

Ändrar färgen: grön -> mörkt brun/svart.

Mycket bra häftförmåga. Den blå tejpens har extra hög vidhäftning på SMS-material.



| Art.nr.   | Färg     | Storlek      | Förp.  |
|-----------|----------|--------------|--------|
| 10015848  | vit/grön | 12 mm x 50 m | 1 / 72 |
| 10015849  | vit/grön | 19 mm x 50 m | 1 / 48 |
| 10019350* | vit/gul  | 19 mm x 50 m | 1 / 48 |
| 10015850  | vit/grön | 25 mm x 50 m | 1 / 36 |
| 10019351* | vit/gul  | 25 mm x 50 m | 1 / 36 |
| 10015851  | blå/grön | 19 mm x 50 m | 1 / 48 |
| 10015971  | blå/grön | 25 mm x 50 m | 1 / 36 |

\* latexfri

WI-ITE19

WI-ITH19



Tejp med indikator.

Användningsområden exempelvis metall, glas, papper och olika plaster. Rekommenderas att användas inom 2 år från tillverkningsdatum.

| Art.nr.  | Färgändring  | Storlek      | Sterilisering | Förp.  |
|----------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 10016205 | grön -> brun | 19 mm x 50 m | torrvärme     | 1 / 48 |
| 10016204 | -            | 19 mm x 50 m | ETO           | 1 / 48 |

vänd →

Leverantör



För mer information/Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

# Autoklavtejp



Autoklavtejp utan indikator för ång-, ETO- och formalinsterilisering. Den blå tejsen har extra hög vidhäftning på SMS-material. Transportförpackningar bör hållas borta från fukt och ljus.

| Art.nr.  | Färg  | Storlek      | Förp. |
|----------|-------|--------------|-------|
| 10015846 | natur | 19 mm x 50 m | 1/ 48 |
| 10015847 | natur | 25 mm x 50 m | 1/ 36 |
| 10021852 | blå   | 19 mm x 50 m | 1/ 48 |
| 10021853 | blå   | 25 mm x 50 m | 1/ 36 |



Autoklavtejp med indikator för väteperoxidsterilisering. Ändrar färgen: blå -> rosa. Transportförpackningar bör hållas borta från fukt och ljus.

| Art.nr.  | Storlek      | Förp. |
|----------|--------------|-------|
| 10016207 | 25 mm x 25 m | 1/ 45 |



Hållare för autoklavtejp.

| Art.nr.  | Passar till | Förp. |
|----------|-------------|-------|
| 10016495 | 25 mm       | 1     |

Leverantör



För mer information/Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2017-11