



# Fuktpapper

## Absorberande fuktpapper

Vitt absorberande fuktpapper av medicinsk kvalitet. Den absorberande pappersduken används för att samla kondensvatten samt att skydda korgen från vassa kanter.

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Art.nr.	Storlek	Utförande	Förp.
10016496	25 x 30 cm	cellulosa-fiber	1000
10016497	30 x 40 cm	cellulosa-fiber	500
10016498	40 x 50 cm	cellulosa-fiber	500
10016499	50 x 30 cm	cellulosa-fiber	500
10017869	55 x 45 cm	cellulosa-fiber	500

Leverantör

**WIPAK**

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2017-06