

# Besöksrockar av non-woven

## Engångs - osterila

Latexfritt

<b>Material:</b>	100% Polypropylen (PP)
<b>Gramvikt:</b>	40 g/m <sup>2</sup>
<b>Längd:</b>	100 resp 125 cm
<b>Bredd:</b>	144 resp 150 cm (= x 2)
<b>Färg:</b>	Vit
<b>Knäppning:</b>	5 st vita tryckknappar framtill
<b>Resår:</b>	Fri från naturlatex
<b>Storleksmarkering:</b>	Etikett i nacken
<b>Förpackning:</b>	5 st/påse 25 st/trp fp



**CE-märkning:** Kategori 1 enligt PPE direktivet.

**Tillverkning:** Kina

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Art nr	Längd	Inner fp st	Trp fp st
4010	Large = 100 cm	5	5 x 5 = 25
4020	X-Large = 100 cm	5	5 x 5 = 25
4030	Large = 125 cm	5	5 x 5 = 25
4040	X-Large = 125 cm	5	5 x 5 = 25