



D280 MEMBRANSATS T E5280

Membranbytessats till E5280- och E5260-sensorer.

Innehåll:

- tcpCO2/tcpO2-elektrolytlösning
- 12 gröna membranheter med PP membran
- Nyckel till O-ringsborttagare
- Rengöringspapper, förpackning med 20 st

Artikelnummer

10016574

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediqsverige.se