



Leverantör:
Supinator/Radings AB

Plastpåsar till fotkar

Plastpåsar till fotkar, 250 st (640 x 400 x 0,025 mm) i dispenserförpackning. Används som hygienisk insats i fotkar. Tillverkade av miljövänlig återvinningsbar polyetenplast, i LDPE, som kan källsorteras som mjukplast.

Art.nr	Ref.nr	Storlek mm	Förp.
10016612	2100	640x400x0,025	1/250



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com