



## PULSOXIMETER NONIN INFANT

Serien Nonin 6000 innefattar ett elastiskt tyg för enklare placering på barn och spädbarn. Det häftande, elastiska tyget är utformat för enkel och säker placering samt även för frekvent omplacering.

6000CI Infant innefattar en meter kabel (låda med 24 st) för patienter i viktklass mellan 2 till 20 kg.

Pulsoximetern placeras helst på finger eller stortå.

Art Nr

10016643

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)