

DUODENALSOND LEVIN

Fakta

För att tillgodose efterfrågan på DEHP fria produkter kan vi nu erbjuda ett komplett sortiment av sonder som fortfarande är smidiga utan att innehålla DEHP.

- Sonder med färgkodade konnektorer för lätt identifiering av storleken
- Duodenalsonder Ryle och Levin med röntgentät linje och markeringar vid 45/55/65/75 cm från tippen
- Magsonder med röntgentät linje och markeringar vid 45/55/65 cm från tippen
- Steriliseringsmetod: EO
- Enkelförpackade i peel-pack

Specifikationer

Artikelnummer	60612114-1
Kompletterande text	Ch14 m röntgenlinje 125 cm
Enhet	ST
Förp.strl.	25

