

Tamponad

24-trådig gasväv

Tamponadbinda för djupa sår och kroppshålor.
Finns i sterilt utförande.



1 Stadiga kanter

2 Ekonomisk

3 Enkel hantering

Fördelar:

Fasta kanter
Enkel hantering
Ekonomisk
Smart förvaring



Egenskaper

Lätt att hantera och klippa. Stadiga vävda kanter.

Material

100% blekt bomull. Steril förvaringsbox av polystyrol/polyetylen. Klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

För tamponering i djupa sår och kroppshålor.

Kontraindikationer: Inga kända.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Tamponad Steril, i plastask	5 m x 1 cm	370 800	1 st	36 Afp
	5 m x 2 cm	370 801	1 st	36 Afp