

# Stort Kateteriseringsset non-woven Sterilt och naturlatexfritt

## Innehåll:

- 1 st njurformad rondskål – volym ca 1 liter
- 1 st liten skål – 108 x 84 x 43mm – volym 300 ml
- 3 st tork non-woven 50 mm
- 5 st tork non-woven 30-35 mm
- 5 st kompress non-woven 7,5 x 7,5 cm 4-lag
- 1 st duk med slits 60 x 75 cm
- 1 st duk utan slits 60 x 75 cm
- 1 st omslagsduk 60 x 60 cm
- 2 st gröna pincetter 128 mm
- 1 par vita nitril undersökningshandskar  
storlek medium 30 cm långa



## Material:

- Kompresser & tork:** Non-woven; 70% Rayon, 30% polyester, gramvikt 30 g/m<sup>2</sup>
- Elastisk ring i tork:** Silikon - vit
- Skålar:** Blå Polystyren
- Dukar:** Grön plast av PE 29  $\mu$  + vitt papper 18 g/m<sup>2</sup>
- Pincetter:** Grön Polystyren
- Handskar:** Nitrilbutadien

**Sterilisering:** EO enligt ISO 11135

**CE-märkning:** Klass 1 steril enl MDD Annex 5

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2012

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

| Art nr  | Inner fp | Avd fp st | Trp fp st          | Pall fp st               |
|---------|----------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 9150044 | 1 set    | 1 x 10    | 1 x 10 x 4 =<br>40 | 1 x 10 x 4 x 12 =<br>480 |