



# Klinifix

## tubformade bandage

Klinifix tubformat bandage är ett elastiskt viskosbandage som kan användas för förbandsfixering, för lätt kompression eller för att täcka intakt hud på alla delar av kroppen. Produkten kan även användas under gips.

Tack vare tillverkningstekniken kan luft cirkulera mellan bandagets trådar, alltså över huden, för att undvika maceration. Eftersom det är lätt elastiskt ger det även full rörelsefrihet. Bandaget är elastiskt i två riktningar.

Varje bandage är märkt med en färglinje som löper längs med bandaget och som gör det enklare att hitta rätt storlek.

### Funktioner och fördelar

- Väv som är elastisk i två riktningar ger förbättrad patientkomfort och säkerställer att förbandet hålls på plats.
- Lätt kompression.
- Ökad andningsförmåga. Särskild tillverkningsteknik som gör att luft kan cirkulera mellan trådarna.
- Varje rulle är försedd med en färglinje som indikerar storleken.

### Avsedd användning

Denna produkt är avsedd att användas som förbandsfixering, för lätt kompression eller för att täcka intakt hud på alla ställen på kroppen.

### Komponenter/material

PVC/ftalater

Latex

CE-klassificering

Steril produkt

Förvaring oöppnad

Förvaring öppnad

Kassering av produkten

Kassering av inre förpackning

Kassering av yttre förpackning

Klassificering

90,5 % viskos,  
9,5 % polyuretan

Nej

Nej

1

Nej

5 år

5 år

Följ lokala föreskrifter  
för farligt avfall

Följ lokala föreskrifter  
för förpackn.material

Följ lokala föreskrifter  
för förpackn.material

MDD (EU) 93/42/EEC  
Classs1

Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Färg	Avd. förp.	Trsp. förp.
10015611	40513010	3,5 x 10 m	röd	1	32
10016754	40513011	5 x 10 m	grön	1	20
10016755	40513012	7,5 x 10 m	blå	1	12
10017666	40513013	10,75 x 10 m	gul	1	8
10017667	40513014	20 x 10 m	lila	1	6

Leverantör

**KLINION®**

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com