



Steriliseringsindikator

Kemisk steriliseringsindikator

2-delad multivariabel indikatorremsa klass 4 för ånga, passar både 121° och 134°C, finns även för sterilisering med Formalin. Färgförändring på indikatorn från ljus till svart. Rekommenderas användas inom 4 år från tillverkningsdatum.

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Art.nr	Ref.nr.	Steriliseringsmetod	Avd.förp.
10016773	AC250/500	Ånga	250/500

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

2022-09