

Ambu[®] SPUR II Paediatric/barn

- Engångs/Enpatients andningsballong
- För barn 10 – 30 kg
- **Utan mask**
- Sluten oxygenreservoar
- Manometerkonnektor
- Övertrycksventil, utlöser vid 40 cm H₂O
- Möjligt att ansluta PEEP ventil 30 mm
- Latexfri
- Ftalatfri



Artikelnummer: 330001000

Samma som ovan men med:

- **Mask stl 1**



Artikelnummer: 330004000

Bild till hö visar SPUR II där engångs-manometer anslutits

Bild till vän visar SPUR II där engångs 30 mm PEEP ventil kopplats till

