

Transfusionspåse u tillsats 600ml Autolog, Art.nr: EJM4204A  
Användning: Transfusion av "tvättat" blod för snabbare retransfusion,  
Material: PVC  
Slang: Innerdiameter: 4 mm. 110 cm.  
25/fp

OS-kit ATLS 24 135ml Art.nr: EATLS24  
Innehåller: klocka/reservoir/sugslang  
Användning: Uppsugning, uppsamling och tvättning av blod till autolog  
Material: PVC och Polycarbonat  
Klocka: 135 ml  
Reservoir: 3,5 l.  
Suslang: 3,5 m.  
1/fp

Standbykit Reservoir/sugslang/vacumslang Art.nr: ESTANDBY1  
Användning: Uppsugning och uppsamling av blod till autolog  
Material: PVC och Polycarbonat  
Reservoir: 3,5 liter  
Sugslang: 3,5 m  
vacumslang:  
1/fp

Sug- och antikoagulantsslang till autotranskit EATLS24 Art.nr: EBT725  
Användning: Uppsugning av blod till autolog  
Material: PVC och Polycarbonat  
Slang: 3,5 m  
10/fp

Vacumslang till OS-kit EATLS24 Art.nr: EJM133  
Användning: Mellan vacuumreg och autolog för vacuum  
Material: PVC och Polycarbonat  
Slang: 1,5 m.  
10/fp

Drän koppling "tomte" till Autolog Art.nr: EWD20  
Användning: postoperativ uppsamling av blod  
Material: silicon  
10/fp