

## Wellion® CALLA blodsockermätare

CALLA blodsockermätare är ämnad till egenkontroll av blodsockervärdet. Kännetecknande för samtliga CALLA blodsockermätare är det enkla och intuitiva handhavandet tillsammans med en dokumenterad exakthet i mätvärden. Ingen kodning behövs och mätaren startar direkt då teststickan sätts i. Mätningen är snabb och endast en liten blodmängd behövs. Mätvärdet påverkas inte av dialysvätskor.

### Samma teststicka till tre olika mätare

#### Samtliga startkit innehåller

Blodsockermätare och teststickor

Väska / fodral

Lansetter och blodprovstagare

Utförlig bruksanvisning samt snabbguide i bildformat

## Wellion® CALLA Light

- Stor, tydlig och upplyst display
- Stora siffror
- Ergonomisk och stabil design
- 500 mätvärden i minnet
- Medelvärden lagras i 1, 7, 14, 30, 60 och 90 dagar
- 4 färger
- Standard AAA batterier



| Artikelnummer | Färg   |
|---------------|--------|
| WELL903LBSEMM | Vinröd |
| WELL903LGSEMM | Grön   |
| WELL903LWSEMM | Vit    |
| WELL903LSSEMM | Silver |

## Wellion® CALLA Mini

- Liten och smidig mätare
- Stor och tydlig display
- 300 mätvärden i minnet
- Medelvärden lagras i 1, 7, 14 och 30 dagar
- 2 färger
- Myntbatteri CR2032



| Artikelnummer | Färg   |
|---------------|--------|
| WELL903MSEMM  | Svart  |
| WELL903MPSEMM | Petrol |

**Wellion® CALLA Dialog** – den talande mätaren  
Lämplig för patienter med nedsatt syn

- Stor och tydlig display
- Stora siffror
- Standard AAA batterier
- Medelvärden lagras i 1, 7, 14 och 30 dagar
- 300 mätvärden i minnet

| Artikelnummer | Färg   |
|---------------|--------|
| WELL903DSEMM  | Silver |



Ytterligare information finns i bruksanvisningen som medföljer varje blodsockermätare och på bipacksedeln i teststickornas förpackning.

Övrig information

Mätaren är godkänd i enlighet med ISO 15197.

Harmoniserad standard: 98/79/EC Directive (In-Vitro Diagnostic Medical Devices)

Tillverkare: MED TRUST HANDELSGES.M.B.H., ÖSTERRIKE