

# CUREA CLEAN BREATHABLE


curea medical

Innovation with Care

## Superabsorberande förband med spärrskikt för vätskande sår. Icke steril.

Curea Clean Breathable är en effektiv lösning för måttligt till rikligt vätskande sår. Den patenterade Supercore teknologin gör att förbandet tar upp och binder stora mängder vätska, samt skapar en torr yta mot såret. Absorberar även blod och mer trögflytande exsudat.

- Hög absorptionskapacitet
- Absorberar blod och trögflytande exsudat
- Hög retentionskapacitet
- Med spärrskikt som förebygger läckage
- Förebygger maceration och skadade sårkanter
- Bibehåller en torr yta mot sårområdet
- Bakteriebindande egenskaper
- Reducerar risken för korskontamination
- Optimalt under kompression
- Ej allergiframkallande
- Kan användas upp till 7 dagar
- Reducerar antalet förbandsbyten
- Ej steril



### TIPS

Utmärkt att använda Curea i kombination med Polymem WIC vid behov av smärtreducering och upprepning av såret. PolyMem WIC stimulerar aktivt sårhäkningsprocessen och bidrar normalt till en snabbare sårhäkning.

### ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- Rengör såret enligt gällande principer
- Lägg på en Curea Clean Breathable i passande storlek (klipp ej i förbandet)
- Lägg förbandet med den vita sidan mot sårytan och sidan med film/tryck ut från såret
- Vid djupare sår - fyll sårhålan med ett förband för kaviteter, tex PolyMem WIC och täck sedan med Curea Clean Breathable som sekundärförband
- Fixera förbandet
- Låt förbandet sitta på tills det blir mättat, max 7 dagar

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Måttligt till rikligt vätskande sår bla trycksår, diabetessår, venösa bensår, nekrotiska sår, operationssår med flera.

**31 PARTNERMED**

Adresse: Box 25, 452 21 Strömstad | Tlf.: +47 94 00 04 74 | E-post: info@partnermed.se

[www.partnermed.se](http://www.partnermed.se)

### CUREA CLEAN

Superabsorberande förband för måttligt till rikligt vätskande sår. Icke steril.

| Art.nr.       | Storlek    | Ant per fpk |
|---------------|------------|-------------|
| CC-100100-100 | 10 x 10 cm | 100 stk     |
| CC-100200-50  | 10 x 20 cm | 50 stk      |
| CC-150150-25  | 15 x 15 cm | 25 stk      |
| CC-200200-25  | 20 x 20 cm | 25 stk      |
| CC-200300-20  | 20 x 30 cm | 20 stk      |

### CUREA CLEAN BREATHABLE

Superabsorberande förband för måttligt till rikligt vätskande sår. Med spärrskikt. Icke steril.

| Art.nr.       | Storlek      | Ant per fpk     |
|---------------|--------------|-----------------|
| CCB-065085-80 | 6,5 x 8,5 cm | 80 stk (10 x 8) |
| CCB-065130-40 | 6,5 x 13 cm  | 40 stk (10 x 4) |
| CCB-100100-80 | 10 x 10 cm   | 80 stk (10 x 8) |
| CCB-100150-40 | 10 x 15 cm   | 40 stk (10 x 4) |
| CCB-100200-40 | 10 x 20 cm   | 40 stk (10 x 4) |
| CCB-150150-40 | 15 x 15 cm   | 40 stk (10 x 4) |
| CCB-150200-40 | 15 x 20 cm   | 40 stk (10 x 4) |
| CCB-200200-20 | 20 x 20 cm   | 20stk (10 x 2)  |
| CCB-200300-20 | 20 x 30 cm   | 20 stk (10 x 2) |
| CCB-200400-20 | 20 x 40 cm   | 20 stk (10 x 2) |

### CUREA P1 DRAIN

Superabsorberande förband med horisontell slits för tuber, dränage och liknande. Steril.

| Art.nr.       | Storlek    | Ant per fpk |
|---------------|------------|-------------|
| P1-100100D-25 | 12 x 12 cm | 25 stk      |

### CUREA P1 HEEL

Superabsorberande hälförband som kan anpassas till olika hälstorlekar. Steril.

| Art.nr.      | Storlek    | Ant per fpk |
|--------------|------------|-------------|
| PIH-200300-5 | 20 x 30 cm | 5 stk       |

### CUREA P1 DUO ACTIVE

Superabsorberande förband med aktivt Kol för illaluktande och infekterade sår. Steril.

| Art.nr.      | Storlek    | Ant per fpk |
|--------------|------------|-------------|
| C1DUO-100100 | 10 x 10 cm | 10 stk      |
| C1DUO-100200 | 10 x 20 cm | 10 stk      |
| C1DUO-200200 | 20 x 20 cm | 10 stk      |

### CUREA P1

Superabsorberande förband för måttligt till rikligt vätskande sår. Med spärrskikt. Steril.

| Art.nr.      | Storlek      | Ant per fpk |
|--------------|--------------|-------------|
| P1-055075-10 | 5,5 x 7,5 cm | 10 stk      |
| P1-055130-10 | 5,5 x 13 cm  | 10 stk      |
| P1-075075-10 | 7,5 x 7,5 cm | 10 stk      |
| P1-100100-10 | 10 x 10 cm   | 10 stk      |
| P1-100100-25 |              | 25 stk      |
| P1-100100-50 |              | 50 stk      |
| P1-100200-10 | 10 x 20 cm   | 10 stk      |
| P1-100200-25 |              | 25 stk      |
| P1-100200-50 |              | 50 stk      |
| P1-100300-10 | 10 x 30 cm   | 10 stk      |
| P1-150150-10 | 15 x 15 cm   | 10 stk      |
| P1-150200-10 | 15 x 20 cm   | 10 stk      |
| P1-200200-10 | 20 x 20 cm   | 10 stk      |
| P1-200200-25 |              | 25 stk      |
| P1-200200-50 |              | 50 stk      |
| P1-200300-10 | 20 x 30 cm   | 10 stk      |
| P1-200400-10 | 20 x 40 cm   | 10 stk      |
| P1-400600-10 | 40 x 60 cm   | 10 stk      |

### CUREA 150

Superabsorberande extra starkt förflyttningslakan med kapacitet upp till 150 kg och 4,5 l vätska. Icke steril.

| Art.nr.              | Storlek     | Ant per fpk |
|----------------------|-------------|-------------|
| OPTA210080010-CPBTBS | 210 x 80 cm | 20 stk      |

### CUREA LIQUIMAT STANDARD

Superabsorberande golvmatta med kapacitet upp till 7 l vätska. Icke steril.

| Art.nr.     | Storlek    | Ant per fpk |
|-------------|------------|-------------|
| LMS07500360 | 75 x 36 cm | 100 stk     |

### POLYMEM WIC

Multifunktionellt förband för kaviteter.

| Art.nr. | Storlek    | Ant per fpk |
|---------|------------|-------------|
| 5731    | 2,5 x 8 cm | 14 stk      |
| 5733    | 8 x 8 cm   | 10 stk      |
| 5712    | 30 x 8 cm  | 12 stk      |

### POLYMEM WIC MED SILVER

Multifunktionellt förband för kaviteter.

| Art.nr. | Storlek  | Ant per fpk |
|---------|----------|-------------|
| 1333    | 8 x 8 cm | 10 stk      |