



Canister

Produktinformation:

Engångsbehållare för sårvätska inklusive slang, connector och klämma.
 Alla canistrar passar till V.A.C Ultra och Info V.A.C.
 Till Acti V.A.C. passar endast 300 ml canistern.

Beställningsinformation

Artikelnummer	Passar till	Volym	Avd.förp.
M8275058-5-A	ACTI V.A.C.	300 ml	5
M8275058-10-A	ACTI V.A.C.	300 ml	10
M8275063-5-A	INFO V.A.C.	500 ml	5
M8275063-10-A	INFO V.A.C.	500 ml	10
M8275093-5-A	V.A.C. ULTA och INFO V.A.C.	1000 ml	5



V.A.C. ULTA



INFO V.A.C.



ACTI V.A.C.

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
 Tel. 031- 388 91 10, www.mediq.se, marknad@mediq.com