

Position 961-964

Sterila ej vidhäftande non-woven kompresser 1-pack Latexfritt

70% viskos
30% polyester
Gramvikt: 250 g/m²

Ytskikt: semipermeabel polyesterfilm
Gramvikt: 18-20 g/m²



Indikationer: Torra till lätt vätskande, rena sår av olika slag. Sårvätskan transporteras via polyesterfilmen och stannar kvar i det absorberande materialet.

Applicering: Eftersom båda sidor har samma typ av polyesterskikt, spelar det ingen roll vilken sida som ligger mot sårytan

Egenskaper: Formbar, klippbar, hög absorptionsförmåga, kan fungera som fuktspärr

Absorption: Enligt SS-EN 137261:1, 3:3 2002: $\geq 0,20\text{g/cm}^2/24\text{h}$

Färg: Vit, utan optiskt blekmedel

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Absorption enl SS-EN 13726-1	Avd fp st	Trp fp st
2290001	5 x 5 cm	3,4 ml/st	50 x 1	12 x 50 x 1 = 600
2290005	10 x 10 cm	13,6 ml/st	50 x 1	12 x 50 x 1 = 600
2290006	10 x 20 cm	27,2 ml/st	25 x 1	12 x 25 x 1 = 300
2290007	20 x 30 cm	81,6 ml/st	10 x 1	12 x 10 x 1 = 120