

Position 977

AST Medical

tibon

# Sterila ej vidhäftande trakeal non-woven kompresser

Latexfritt

70% viskos

30% polyester

Gramvikt: 250 g/m<sup>2</sup>

Ytskikt: semipermeabel polyesterfilm

Gramvikt: 18-20 g/m<sup>2</sup>



**Design:** Klippt in mot mitten. Cirkelrunt hål i centrum.

**Indikationer:** Fixering av trakealtub eller motsvarande. Torra till lätt vätskande, rena sårtytor. Sårvätskan transporteras via polyesterfilmen och stannar kvar i det absorberande materialet.

**Applicering:** Eftersom båda sidor har samma typ av polyesterskikt, spelar det ingen roll vilken sida som ligger mot sårytan

**Egenskaper:** Formbar, klippbar, hög absorptionsförmåga, kan fungera som fuktspärr

**Färg:** Vit, utan optiskt blekmedel

**Sterilisering:** EO enligt ISO 11135

**CE-märkning:** Klass 1 steril enl MDD annex 5

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Antal lager	Avd fp st	Trp fp st
2290051	8 x 10 cm	1	50 x 1	12 x 1 x 50 = 600
2290052	6 x 7 cm	1	50 x 1	12 x 1 x 50 = 600