



Indikation:
Bandagering, polstring
under gips och skenor
eller under stöd- och
kompressionsförband.

POLSTERVADD DANASOFT SYNTET

MEDIPLAST® kan erbjuda Er **DANASOFT SYNTET**, en syntetisk polstervadd. Vadden är mjuk, hudvänlig och luftgenomsläpplig. Minimerar risken för hudmaceration. Vadden är rivbar för optimal passform. Vattenavvisande och autoklaverbar.

DANASOFT SYNTET:

Polyester 83 g/m²

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/frp	Antal/ trp.frp
607070	5 cm x 2,7 meter	12	288
607071	7,5 cm x 2,7 meter	12	192
607072	10 cm x 2,7 meter	12	144
607073	15 cm x 2,7 meter	12	96
607074	20 cm x 2,7 meter	6	72

Avd.förp = min.kvant/best



Indikation:
Bandagering, polstring
under kalkgips eller
under stöd- och
kompressionsförband

POLSTERVADD DANASOFT VISKOS

MEDIPLAST® kan erbjuda Er **DANASOFT VISKOS**, polstervadd. Vadden är mjuk, hudvänlig och luftgenomsläpplig. Vattenabsorberande. Vadden är rivbar för optimal passform och är autoklaverbar. Vadden är idealistisk under kalkgips p.g.a. den absorberande förmågan av svett och sårexudat. Minimerar risken för hudmaceration.

DANASOFT VISKOS:

Viskos 110 g/m²

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/frp	Antal/ trp.frp
607080	5 cm x 2,7 meter	12	288
607081	7,5 cm x 2,7 meter	12	192
607082	10 cm x 2,7 meter	12	144
607083	15 cm x 2,7 meter	12	96
607084	20 cm x 2,7 meter	6	72

Avd.förp = min.kvant/best