

Position 938 och 939

# Sterila gasvävskompresser 2-pack



Latexfritt

**100% blekt bomull**

17 trådar

Varp:  $104 \pm 4$

Veft:  $72 \pm 4$

**Färg:** Vit



**Avd fp design:** Kan öppnas upptill alt via perforering på ena gaveln

**Sterilisering:** EO enligt ISO 11135

**CE-märkning:** Klass 1 steril enl MDD annex 5

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Antal lager	Avd fp st	Trp fp st
1250001	5 x 5 cm	8	60 x 2 = 120	20 x 60 x 2 = 2400
1250003	7,5 x 7,5 cm	8	60 x 2 = 120	20 x 60 x 2 = 2400
1250011	7 x 10 cm	8	60 x 2 = 120	18 x 60 x 2 = 2160
1250005	10 x 10 cm	8	60 x 2 = 120	18 x 60 x 2 = 2160
1250007	10 x 20 cm	12	20 x 2 = 40	18 x 20 x 2 = 720
1250009	10 x 10 cm	12	60 x 2 = 120	18 x 60 x 2 = 2160