

Position 1070 och 1072



Plattork gasväv Höggradigt ren



Latexfritt

100% blekt bomull

17 trådar

Varp: 104 ± 4

Veft: 72 ± 4



Art nr 1410023

Färg: Vit

Avd fp design: Återförslutningsbar plastpåse

Autoklaverbar: Kan steriliseras i EO och ånga 135 °C

CE-märkning: Klass 1 enl MDD

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla



Art nr	Storlek	Utvikt storlek	Avd fp st	Mellan fp st	Trp fp st
1410022	8 x 8 mm	3 x 4 cm	100	10 x 100	10 x 10 x 100 = 10000
1410023	16x 16 mm	6 x 8 cm	100	10 x 100	10 x 10 x 100 = 10000
1410021	30 x 30 mm	12 x 15 cm	500		20 x 500 = 10000