

PRODUKTBLAD 303.0250



FLASKA MED BRED ÖPPNING SERIE 303 LDPE

rund, naturfärgad, med lock

Flaskan/burken har en bred öppning som gör att det är lätt att fylla flaskan/burken.

Lätt att rengöra och säker för läckage.

Lämplig för vätska, pasta och granulat.

Användning: Transportera prover och förvara prover.

303.0250	Burk LDPE 250 ml inkl. lock	Fp.260 st/ fp.10 st/ 1 st.
	Diam:64 mm	
	Hals ID:30,8 mm	
	Kapsyl OD:40mm	
	Höjd: 120 mm	