

Getinge Assured

Helix Test 3.5

Produktspecifikation

GETINGE
GETINGE GROUP

Getinge Assured Helix Test 3.5 verifierar luftutdrivning, ångpenetration, exponeringsnivåer och det djupvakuum som är nödvändigt för sterilisation av rörformiga instrument.

Helix Test 3.5 passar för daglig autoklavövervakning enligt SS-EN 867-5. Testet är utvecklat för att användas i varje sterilisationscykel som en oberoende kontrollanordning.



Funktion

Getinge Assured Helix Test 3.5 är en återanvändningsbar enhet som används tillsammans med kemikalieindikatorremsor för engångsbruk. Indikatorremsorna ändrar färg från rosa till svart när de exponeras för lämpliga ångsterilisationsförhållanden. De självhäftande indikatorremsorna kan användas för journalföring.

Fysiska Egenskaper

Laminering: ovansida
Remsmått: L 77 mm x B 6 mm
Förpackning: 1 Helix-enhet med 250 indikatorer

Miljömässiga Begränsningar

Förvaring: Förvara vid normal rumstemperatur 10–38 °C och 10–60 % relativ luftfuktighet. Skydda mot fukt och alltför hög luftfuktighet. Förvara exponerade indikatorer åtskilda från ljuskällor.

Hållbarhetstid

18 månader. Bäst-före-datum är tryckt på produktförpackningen.

Beställningsinformation

Getinge Assured	Ordernummer
Helix Test 3.5	504052700

Customer

Reference

GETINGE
GETINGE GROUP

Getinge Infection Control AB
P O Box 69, SE-305 05 Getinge, Sweden
Phone: +46 10 335 00 00
info@getinge.com

www.getinge.com

GETINGE GROUP

Getinge Group is a leading global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We operate under the three brands of ArjoHuntleigh, Getinge and Maquet. ArjoHuntleigh focuses on patient mobility and wound management solutions. Getinge provides solutions for infection control within healthcare and contamination prevention within life sciences. Maquet specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions, interventional cardiology and intensive care.
