

Getinge Check

Bowie-Dick Mini Pack 134°C

Getinge Check Bowie-Dick Mini Pack 134 °C är avsett för daglig övervakning av ångautoklaver med subatmosfärisk, transatmosfärisk och superatmosfärisk förvakuum som körs vid 134 °C–137 °C i upp till 3,5 minuter.

Testpaketet är förpackat i en lättöppnad ask och utvecklat för uppfylla kraven i ISO 11140-4.



Funktioner

Om ingen märkbar luft finns i autoklavkammaren efter att vakuum har skapats kommer ångan att tränga in till mitten av testkortet inuti paketet och indikatorkortet ändras till enhetligt grönt. Om det finns en liten mängd luft som är tillräcklig för att orsaka en temperatursänkning om två grader i mitten av ett ISO 11140-4 Bowie-Dick handduckspaket, kommer luften att migrera till mitten, och mitten av kortet kommer att vara lila istället för att ändras till en enhetlig grön färg.

Fysiska Kännetecken

- **Laminering:** ovan- och undersida
- **Kortets mått:** L 101 mm x B 63 mm
- **Förpackning:** 30 testpaket

Omgivningsbegränsningar

Förvaring: I bifogad sluten förpackning vid rumstemperatur 10–38 °C och 10–60 % relativ luftfuktighet. Skydda mot fukt och luftfuktighet.

Hållbarhetstid

24 månader. Bäst-före-datum är tryckt på produktförpackningen.

Standardklassificering

ISO 11140-4, ISO 11140-1 Typ 2-indikatorer för användning i specifika test.

Beställningsinformation

Getinge Check

Bowie-Dick Mini Pack 134°C

Ordernummer

6001155600