

medema.



26020-26050, 2190

26090

THERA-BAND HANDTRÄNINGSBOLLAR

- 26020 THERA-BAND BOLL, gul, extra lätt motstånd.
- 26030 THERA-BAND BOLL, röd, lätt motstånd.
- 26040 THERA-BAND BOLL, grön, medel motstånd.
- 26050 THERA-BAND BOLL, blå, hårt motstånd.
- 26060 THERA-BAND BOLL, svart, extra hårt motstånd.

Används istället för handmassa för en mångsidig handträning! Kan värmas i mikron ett par sekunder, alternativt kylas i frysen i 20 minuter, för bästa träningseffekt. Det sköna materialet gör att bollen alltid återfår sin runda form.

- 2190 FÖRVARINGSBOX, av trä.
Praktiskt och snyggt etui av trä med plats för fyra bollar.
- 26090 THERA-BAND BOLLAR, set i låda.
Set om fyra bollar i en papperslåda (gul, röd, grön och blå).