

Position 1568

Stort Kateteriseringsset gasväv

Sterilt & Latexfritt

Innehåll:

- 1 st njurformad rondskål
- 1 st liten skål
- 3 st tork gasväv 50 mm
- 5 st tork gasväv 30-35 mm
- 5 st kompress gasväv 7,5 x 7,5 cm 8-lag
- 1 st duk med slits 60 x 75 cm
- 1 st duk utan slits 60 x 75 cm
- 1 st omslagsduk 60 x 60 cm
- 2 st pincetter 128 mm
- 1 par nitril undersökningshandskar
medium 30 cm långa



Material:

- Kompresser & tork:** Gasväv 100% bomull, 17 trådar
- Skålar:** Polystyren
- Dukar:** Grön plast av PE 29 μ + vitt papper 18 g/m²
- Pincetter:** Polystyren
- Handskar:** Nitrilbutadien

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD Annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Inner fp	Avd fp	Trp fp	Pall fp
9150042	1 set	1 x 10	1 x 10 x 4	1 x 10 x 4 x 12